





Справ. №	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.

трехходовой клапан напуска / откачки теплообменного газа в шахту образца



вставка с держатем образца, оснащена вакуумными электроразъемами (по умолчанию 2X10-пин)



A (1 : 2)



B-B (1 : 2)



1 - \*размеры и параметры могут быть изменены для адаптации под условия эксперимента

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	CFSG-311-MESS	Лист	Масса	Масштаб
Разраб.							166.42	1:20
Пров.						Лист 1		Листов 1
Т. контр.						SolidWorks RUSSIA		
Н. контр.						Копировал		
Утв.					Формат А3			